

# Sterling Sapphire 2

*Die perfekte Kombination*

In **5** Schritten transportbereit:

- 1** Transportkorb abnehmen
- 2** Rückenlehne umklappen und Sitz abnehmen
- 3** Akkus entnehmen
- 4** Antriebseinheit abnehmen
- 5** Lenksäule umklappen




## Sterling Sapphire 2

Dieses Elektromobil vereint die Vorzüge eines Mini-Scooters mit derer eines Kompakt-Scooters. Einerseits bietet es eine hohe Reichweite und Leistung und andererseits auch die einfache Zerlegbarkeit und Wendigkeit. Es ist eine gelungene Kombination. Diese Merkmale machen das Modell Sterling Sapphire 2 einzigartig auf dem Markt der Elektromobile.



# Sterling Sapphire 2

*Die perfekte Kombination*




Transportkorb  
abnehmen



# Sterling Sapphire 2

*Die perfekte Kombination*



Sitz abnehmen



# Sterling Sapphire 2

*Die perfekte Kombination*

Akkus entnehmen



# Sterling Sapphire 2

*Die perfekte Kombination*

Antriebseinheit abnehmen



# Sterling Sapphire 2

*Die perfekte Kombination*

Lenksäule umklappen



# Sterling Sapphire 2

*Die perfekte Kombination*

Beratung und Verkauf:

**Tel.: 06444 925 73 62**

**Mobil**  
www.mobil-im-leben.de **IM LEBEN**